

RESTEK クロマトグラフィー カラムセレクション

～ LC・GC分析の最適化を目指すために ～

開催日：2025年 7月3日(木) 13:00～14:30 《入退室自由》

参加申し込み締切日 2025年 6月30日(月) 17:00まで

クロマトグラフィーは、化合物の分離や定量に広く利用される手法です。
そのため、今後カラムチョイスを間違わないための知識と
その応用を本ウェビナーでご紹介させていただきます。

申込URL：<https://forms.office.com/r/Lm5xEvT552>

開催形式：Microsoft Teams

右のQRコードから申し込みへアクセス
皆さまのご参加お待ちしております！



インビテーションメールを申込締切日の翌営業日10:00までに配信いたします。tokyotama@altair.co.jpの『ウェビナー担当係』までご連絡ください。
まだウェビナー当日にTeamsアプリ上では登録のお客様名が表示されますので不都合な場合はブラウザで開いていただき『イニシャル』をご入力ください

講演①



逆相クロマトグラフィーにおける カラム選択と分離改善の考え方（45分）

カラムの選び方や分離改善の基本事項について解説。
分析に役立つコツや注意点もご紹介します。
分離の最適化に加え、コアシェルカラムを活用した
分析時間の短縮や溶媒削減の実践例も紹介します。

講演②



戦略的GCカラム選択への第一歩（45分）

GCの分析結果に影響を与えるカラム選択の基本と
実践的なポイントを解説。液相の種類や内径などの特性を理解し、
最適なカラム選択を学びます。GC/MS用カラムやメソッド開発用の
クロマトグラムシュミレーションソフトについても触れ、
幅広い知識を提供します。



アルテア技研株式会社

本社・つくば営業所・三島営業所・東京多摩営業所
千葉出張所・富士サテライトオフィス

◎本社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3
TEL：045-473-6211 FAX：045-473-2884

◎東京多摩営業所(多摩イノベーションスタジオ)

〒206-0014 東京都多摩市勾当台895
TEL：042-400-7737 FAX：042-400-7738



DIO ダイオテック東京株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野6-2-1

TEL：03-3842-4882 FAX：03-3842-4892



株式会社ヨシキ

Yoshiki Co., Ltd.

◎本社 藤枝営業所

〒426-0026静岡県藤枝市岡出山1-15-15
TEL：054-644-5225

◎浜松営業所

〒432-8045
静岡県浜松市中央区西浅田2丁目2-18
TEL：053-489-8512

Restek x アルテア技研 ウェビナー参加特典

Restek製LCカラム 20%OFFでご提供！

人気の3シリーズ：全粒子径/全固定相/全サイズ/が対象

Raptor
LC Columns

コアシェルタイプ 粒子径1.8 μ m, 2.7 μ m, 5 μ m
Biphenyl, FluoroPhenyl固定相等をラインナップ

FORCE
PERFORMANCE LC COLUMNS

フルポーラスタイプ 粒子径1.8 μ m, 3 μ m, 5 μ m
Biphenyl, FluoroPhenyl固定相等をラインナップ

Roc LC Columns

フルポーラスタイプ 粒子径 3 μ m, 5 μ m
固定相とサイズを限定することでお得な価格を実現

対象期間：2025/7/3～8/4受注分まで
注文方法：セミナーにてご案内

Restekサイト



WEBINAR SERIES